

## Zusammenfassung der Merkmale des Mittels (§ 21 Abs. 2 Tierimpfstoff-VO)

### 1. **Bezeichnung des Mittels:**

Eradikit BoHV-1 gE Bulk Milk Surveillance kit *Plus*  
Kurzform der Bezeichnung: Eradikit BMSK *Plus* kit

### 2. **Bestandteile des Mittels nach Art und Menge, gebräuchliche oder chemische Bezeichnung:**

| <b>Reagenzien</b>                                     | <b>Mengen</b> |
|---|---------------|
| BoHV-1 gE Mikrotiterplatten                           | 2             |
| Präzipitationsreagenz A                               | 30 ml         |
| Präzipitationsreagenz B2                              | 700 ml        |
| Probenverdünnungspuffer (1c)                          | 2 x 60 ml     |
| Waschpuffer 20X (2)                                   | 60 ml         |
| Anti-Wiederkäuer IgG Peroxidase Konjugat 100X (PG.02) | 0,3 ml        |
| Konjugatverdünnungspuffer (3b)                        | 30 ml         |
| Substrat (4c)   | 30 ml         |
| Stopplösung (5c)                                      | 30 ml         |
| Negativkontrollserum (NK)                             | 0,5 ml        |
| Positivkontrollserum (PK)                             | 0,5 ml        |

### 3. **zu verwendendes Untersuchungsmaterial, Zieltierart:**

Milch von Rindern

### 4. **Art der Anwendung, Anwendungsgebiete:**

*In-vitro*-Diagnostikum für Tiere; ELISA für den Nachweis von Antikörpern gegen das Glykoprotein E (gE) des bovinen Herpesvirus 1 (BoHV-1) in IgG-Konzentraten von Rinderbestandsmilchproben

### 5. **Gegenanzeigen:** entfällt

### 6. **Hinweise für die sachgerechte Anwendung:**

Es muss streng nach den Anweisungen der Gebrauchsinformation und für den angegebenen Zweck angewendet werden.

### 7. **Hinweise für den sicheren Gebrauch:**

Dieses Kit darf nur von trainiertem, mit passender Laborschutzbekleidung, vor allem für den Augen- und Hautschutz, bekleidetem Personal benutzt werden.

### 8. **Verfallsdatum, soweit erforderlich auch nach erstmaliger Öffnung des Behältnisses:**

Die Reagenzien sind 12 Monate lang stabil. Das Verfallsdatum ist auf den Reagenzien-Etiketten und auf dem Kit beigefügtem Validierungsblatt angegeben.

### 9. **Hinweise zur Aufbewahrung:**

Lagerung bei 4°C bis 8°C

### 10. **Hinweise zur Beseitigung nicht verwendeter Mittel:**

Alle Produktionsabfälle oder Reagenzien müssen nach den lokalen Hinweisen beseitigt werden.

11. **Name oder Firma und Anschrift des Zulassungsinhabers:**

In3diagnostic s.r.l.  
Largo Braccini 2  
IT-10095 Grugliasco (TO)

12. **Zulassungsnummer:**

FLI-C 066

13. **Datum der Erteilung der erstmaligen Zulassung oder der Verlängerung der Zulassung:**

19.10.2021

14. **Datum der Überarbeitung der Zusammenfassung der Merkmale des Mittels:**

entfällt